

FluoLED システム選択例

system-1 (透過型)		
Olympus CX 31/41を用いて抗酸菌を測定する場合		
商品名	品番	価格
Olympus CX 31/41 (Non-Variable)	LED-OCX31N/V	¥562,300
設置調整費	LED-CHOSEI	¥50,000
	合計	¥612,300

オーラミンOで抗酸菌を測定する場合はRoyal Blue LED ModuleとLong pass filter 500をご指定ください。
 極東製薬のアクリスティンで抗酸菌を測定する場合はBlue LED ModuleとLong pass filter 510をご指定ください。

System-2 (落射型)		
Olympus BX タイプの顕微鏡を用いて抗酸菌を測定する場合		
商品名	品番	価格
Olympus CX/BX 2CFW1C	LED-2CFW1COCXBX	¥590,000
設置調整費	LED-CHOSEI	¥50,000
	合計	¥640,000

オーラミンOで抗酸菌を測定する場合はRoyal Blue LED ModuleとLong pass filter 500をご指定ください。
 極東製薬のアクリスティンで抗酸菌を測定する場合はBlue LED ModuleとLong pass filter 510をご指定ください。

表示価格には消費税は含まれておりません。